

3M™ ESPE™ Clinpro™ Sellador

Presentando la tecnología de cambio de color



El color de la protección

El color de la protección

3M ESPE



3M™ ESPE™ Clinpro™ Sellador

3M™ ESPE™ Clinpro™ Sellador es el mayor descubrimiento en tecnología de sellado, que se haya hecho en décadas, con un mejoramiento que simplemente:
NO PUEDE PASAR DESAPERCIBIDO

3M ESPE esta comprometido a ofrecer los productos preventivos más avanzados para dentistas profesionales que harán el trabajo más fácil para ellos y los pacientes.

PEQUEÑOS DETALLES, QUE MARCAN DIFERENCIAS

Presentamos 3M™ ESPE™ Clinpro™ Sellador con tecnología única de cambio de color. Es rosa al aplicarse sobre la superficie dental para facilitar la visibilidad en la aplicación del sellador, y al ser fotopolimerizado cambia a un tono blanco natural.

Al aplicarse con nuestras puntas ultra delgadas, este sellador de baja viscosidad, liberador de flúor, fluye fácilmente en fosetas y fisuras logrando un menor desperdicio y una menor necesidad de ajuste oclusal.



La tecnología de cambio de color permite ubicar la aplicación durante el trabajo.



Despues de ser fotopolimerizado el diente adquiere nuevamente su color natural.



Los profesionales dentales lo prefieren sobre otros selladores.

77% de los encuestados calificaron el desempeño total de Clinpro Sellador mejor que el sellador que utilizan actualmente.

Existen pequeños detalles que marcan las diferencias

PAQUETE DE INTRODUCCION 3M™ ESPE™ CLINPRO™ SELLADOR

Jeringas

- 2 Jeringas de Clinpro Sellador de 1.2 ml
- 1 Jeringa de Etchant Scotchbond de 3 ml
- 20 Puntas para aplicar el sellador color Negro
- 24 Puntas para Etchant color azul

No. de Catalogo 12622

Jeringa de repuesto 3M ESPE CLINPRO SELLADOR

- 1 Jeringa de Clinpro Sellador de 1.2 ml
- 10 Puntas para jeringa color Negro

No. de Catalogo 12622



Botellas:

- 2 Botellas de Sellador de 6 ml
- 1 Botella de Etchant Scotchbond 3M ESPE de 9 ml.
- 2 Portacepillos
- 60 Puntas de cepillo
- 50 puntas de fibra
- 1 Revolvedor Well con tapa

No. de Catalogo 12622.

Botella de repuesto 3M ESPE CLINPRO SELLADOR

- 1 botella de sellador de 6 ml

No. de Catalogo 12622

