



Ketac™ Cem Easy Mix

Cemento definitivo de ionómero de vidrio de mezcla rápida y fácil

Indicaciones

- Inlays / onlays
- Coronas y puentes
- Postes / anclajes
- Brackets y bandas de ortodoncia
- Cubiertas

Ventajas

- Presentación granulada – proporciona una mezcla excelente de forma mucho mas sencilla y en menos tiempo
- Dosificación exacta sin polvo residual
- Integridad marginal elevada y baja solubilidad
- Grosor de la película extremadamente reducido
- Radiopaco
- Liberación de flúor

Instrucciones de uso

- Tiempo de operación (incluyendo el mezclado): 3:00 minutos
- Fraguado (desde el inicio del mezclado): 7:00 minutos



Estuche de introducción Ketac Cem Easy Mix

| Tipo de estuche | Referencia |
|---------------------------|------------|
| Estuche de introducción | 56900 |
| 1 bote de polvo 30 g | |
| 1 frasco de líquido 12 ml | |
| 1 bloque de mezcla | |