

Producto Nuevo

# Relyx™ U 200

Cemento de Resina Universal Autoadhesivo  
en el sistema Dispensador Clicker™



Resistencia  
en la cual

confiamos

**Relyx™ U 200** es la generación más reciente del cemento de resina auto-adhesivo que más trayectoria clínica tiene en el mundo.

El desempeño mejorado del producto le ofrece: excelente resistencia adhesiva a la dentina, esmalte y a restauraciones elaboradas en diferentes materiales, longevidad en la cementación y alta estabilidad de color.

**Relyx™ U 200** ofrece una mezcla mejorada a través de nueva tecnología. Además le brinda facilidad de uso: como una solución de un sólo paso, **Relyx™ U 200** elimina

cualquier paso de pre-tratamiento como grabado ácido, uso de primer y de adhesivos.

Usted puede confiar más que nunca en el desempeño del cemento **Relyx™ U 200**: comparado con otros cementos de resina auto-adhesivos, **Relyx™ U 200** muestra la mejor adhesión – tanto en dentina como en esmalte. En comparación con los cementos de resina adhesivos convencionales, la resistencia adhesiva de **Relyx™ U 200** es comparable – y no requiere un sistema de adhesión. Los pacientes se beneficiarán de una restauración duradera y segura.

Compruebe la calidad de este producto,  
apoyada en la tecnología que solo 3M puede brindar

**3M** ESPE

# Relyx™ U 200

Cemento de Resina Universal Autoadhesivo  
en el sistema Dispensador Clicker™


Indicado para  
**cementación  
permanente  
de:**

Relyx™ U 200 esta indicado para cementar Incrustaciones totalmente cerámicas, en resina, en metal, coronas, puentes, postes, tornillos, puentes de Maryland de 2 o 3 unidades, puentes de 3 unidades inlay / onlay, restauraciones totalmente cerámicas, en resina y metal sobre implantes.



Tres colores  
disponibles  
con **Excelente  
Estabilidad**

Relyx™ U 200 esta disponible en 3 colores los cuales se adaptan a las opacidades ideales para una cementación de alta estética prácticamente invisible. Igualmente Ofrece una excelente estabilidad de color incluso expuesto a bebidas como el café.



Exposición a café  
tradicional durante 3 días!

Presentación en  
**Clicker**  
Fácil de  
**Dispensar**

Relyx™ U 200 viene en nuestro innovador y fácil sistema de dispensación tipo clicker (Patente 3M ESPE) el cual permite dosificaciones exactas sin preocuparse por el desperdicio.

**Mejor  
manipulación  
Fácil de  
Mezclar**

Relyx™ U 200 ofrece una mejor manipulación y mezcla como se observa en la tabla donde el catalizador y la base muestran comportamientos similares en viscosidad al ser dispensados.


**Grosor  
de película  
mejorado**

Relyx™ U 200 tiene un grosor de película de 13 Micras el cual supera el estándar sugerido por la ISO en este tipo de materiales.



La Excelente Adhesión de  
**Relyx™ U 100  
Aún Mejor**

Relyx™ U 200 fue modificado para mantener los mismos beneficios de Relyx™ U100 pero aumentar aún más la adhesión en dentina y esmalte.



**3M ESPE**